

Maskinvarekrav ProfVet Sanimalis 1.0.5.1

Server:

MASKINVARE KRAV

1 til 3 Arbeidsstasjoner

Stiller ingen krav om dedikert server, men arbeidsstasjon som skal kjøre MS SQL 2012 Express må møte følgende krav:

OS: Windows 7 Professional 64 Bit Eller Windows 8 Professional 64 Bit.

Processor (CPU): Intel Core i5-3XXX, 2.9 GHz or equivalent

Memory: 8/16 GB RAM – 64 Bit

Storage: 500 GB internal hard drive

3 til 7 Arbeidsstasjoner (eksempel på server og server konfigurasjon)

OS MS 1x Windows Server Standard 2012 R2 x64 DVD 2CPU/2VM OEM English

komponenet	Antall
HP ProLiant ML350p Gen8 - Server - tower - 5U - toveis - 1 x Xeon E5-2620 / 2 GHz - RAM 4 GB - SAS - hot-swap 2.5" - HDD 2 x 300 GB - DVD-Writer - Matrox G200 - Gigabit LAN	1
HP Low Power kit - Minne - 4 GB - DIMM 240-pin - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9	3
HP Enterprise - Harddisk - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS-2 - 15000 opm	2
MS 1x Windows Server CAL 2012 5 User OEM English	1
SQL Server	
SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL	1
SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL	5

7 til 15 Arbeidsstasjoner (eksempel på server og server konfigurasjon)

OS MS 1x Windows Server Standard 2012 R2 x64 DVD 2CPU/2VM OEM English

komponenet	Antall
HP ProLiant ML350p Gen8 - Server - tower - 5U - toveis - 1 x Xeon E5-2620 / 2 GHz - RAM 4 GB - SAS - hot-swap 2.5" - HDD 2 x 300 GB - DVD-Writer - Matrox G200 - Gigabit LAN	1
HP Low Power kit - Minne - 8 GB - DIMM 240-pin - DDR3L - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9	4
HP Enterprise - Harddisk - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS-2 - 15000 opm	4
MS 1x Windows Server CAL 2012 5 User OEM English	3
SQL Server	
SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL	1
SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL	15

Opp til 25 Arbeidsstasjoner (eksempel på server og server konfigurasjon)

OS MS 1x Windows Server Standard 2012 R2 x64 DVD 2CPU/2VM OEM English

komponenet	Antall
HP ProLiant ML350p Gen8 - Server - tower - 5U - toveis - 1 x Xeon E5-2620 / 2 GHz - RAM 4 GB - SAS - hot-swap 2.5" - HDD 2 x 300 GB - DVD-Writer - Matrox G200 - Gigabit LAN	1
HP Low Power kit - Minne - 8 GB - DIMM 240-pin - DDR3L - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9	4
HP Enterprise - Harddisk - 300 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS-2 - 15000 opm	4
MS 1x Windows Server CAL 2012 5 User OEM English	5
SQL Server	
SQLSvrStd 2012 SNGL OLP NL	1
SQLCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL	25

Arbeidsstasjoner:

Desktop konfigurasjon

OS: Windows 7 Professional Eller Windows 8 Professional

Processor (CPU):	Anbefalt: Intel Core i5-3XXX, 2.9 GHz or equivalent
Memory:	4 GB RAM – 32 Bit Or 8 /16 GB RAM – 64 Bit
Storage:	500 GB internal hard drive

Laptop konfigurasjon

OS: Windows 7 Professional Eller Windows 8 Professional

Processor (CPU):	Matt Intel® Core™ i5-4200M or equivalent
Memory:	4 GB RAM – 32 Bit Or 8/16 GB RAM – 64 Bit
Storage:	500 GB internal hard drive



Sentralserver – uten brannmur til brannmur løsning

Minimumskrav klinikk

- 1 til 2 brukere pr lokalitet – SHDSL 2/2 Mbps.
- 2 til 4 brukere pr lokalitet – SHDSL 4/4 Mbps.
- 4 til 6 brukere pr lokalitet – SHDSL 6/6 Mbps.
- 10/20 brukere pr lokalitet – SDSL 10/15 Mbps.

Hjemmekontor

- ADSL 5/2,5 Mbps.

Sentralserver – med brannmur til brannmur løsning

Minimumskrav klinikk

- En statisk IPadresse pr. klinikk
- 1 til 2 brukere pr lokalitet – SHDSL 2/2 Mbps.
- 2 til 4 brukere pr lokalitet – SHDSL 4/4 Mbps.
- 4 til 6 brukere pr lokalitet – SHDSL 6/6 Mbps.
- 10/20 brukere pr lokalitet – SDSL 10/15 Mbps.

Hjemmekontor

- ADSL 5/2,5 Mbps.